

Wyrobyt Opis



Piłka do masażu XYSFitness jest wykonana z syntetycznego materiału PVC, wytrzymałej skali, pierścieni antypoślizgowych i dolnej konstrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo. Łagodne szczyty stymulują przepływ krwi i krążenie;

Można używać strąków wiele ćwiczeń które mogą pomóc w równowadze, koordynacji, poprawiony odcień ciała i postawa; Pojemniki balansowe mają dotykowe wypukłości i mogą być używane z kopułą skierowaną w górę lub w dół, dla różnych poziomów trudności; Ułóż w dowolnej pozycji i przełączaj się z jednej strony na drugą.

Ta piłka do masażu może również poprawić Twoją dynamiczną równowagę, świadomość ciała i koordynacja, jednocześnie stymulując stopy i krążenie. Doskonale nadaje się do masowania obolałych stóp, refleksologii, upadłych łuków, zapalenia powięzi podszwowej, zapalenia kaletki, martorei, zapalenia ścięgna Achillesa i innych typowych problemów ze stopami

specyfikacje produktu

- Rozmiar: średnica 6,3 cala
- Waga: 0,56 funta
- Materiał: PVC
- Logo: logo klienta
- Zastosowanie: szkolenie
- Kolor: żółty, czerwony, niebieski, czarny, biały



Wielkość kuli półkuli masażu.



Jak napompować piłkę orzechową?

- 1) Znajdź otwór w kuli półkuli masażu;
- 2) Włóż igłę pompy do małego otworu do napełniania; Ostrożnie włóż igłę pod niewielki kąt 10-70 do zaworu.
- 3) Upewnij się, że igła jest całkowicie włożona do otworu, w przeciwnym razie napompowanie

kuli półkuli masażu może być bardzo trudne.

4) Zatrzymaj inflację, gdy piłka do balansu osiągnie poziom znaku. Nie przesadzaj.



Delikatny nadmuchiwacz jest również niezbędny dla kuli półkuli masażu.



Półkulista kolorowa kulka jest dyspensą w twoim życiu.



Opakowanie i dostawa

Szczegóły dotyczące opakowania: