

Product descrição



O XYSFitness [multi aderência pull up bar](#) é a resposta do atleta à variância. O aperto largo-neutro é perfeito para o pull ups que alveja a mobilidade e a força da região traseira superior. O aperto estreito-neutro pode simular a posição do músculo do falso-aperto que pode sempre usar o trabalho. Dead Hang e ginástica Kipping pull ups pode ser feito com o aperto tradicional. A opção de alterar a posição da mão sem alterar o equipamento está pronta para [cremalheira do poder da aptidão](#).

A barra de aço contínua coberta com revestimento preto da pintura para impedir a oxidação & a corrosão. E é perfeito para trabalhar para fora suas partes traseiras, ombro, peito, braços, triceps, bíceps, lats, e igualmente bom para [a parte dianteira de seu exercício do ABS](#) . Além disso [barra do queixo-acima](#) é fácil de instalar.

Especificações do produto



- Monte o tamanho: 84 × 127 × 50 cm
- N.W./G.W.: 12kg/14kg
- Material: aço resistente do desgaste
- Dimensão da caixa: 120 × 54 × 14 cm
- Tamanho do tubo: 60 × 60 × 2.5 mm
- Cargas do recipiente: 280 jogos/20 ft
- Empacotamento: 1 jogo/caixa
- Logotipo: logotipo do cliente
- Aplicação: treinamento
- Cor: preto, prateado, branco



- 1 A tubulação de aço bold (realce) mais grossa;
2. seis parafusos de expansão para fixar a barra de tração na parede;
3. a curva de qualidade global



É melhor instalar esta barra do queixo-acima na parede contínua.



Empacotamento & entrega

Detalhes de empacotamento: